

ALLEGATO A

Caratteristiche del prodotto - rif. lotto 3 – voce 5

Gli stessi dovranno essere termosaldati e prevedere l'apposizione oltre che nei colori indicati anche delle diciture segnalate, come sotto indicate

- | | |
|--|----------------|
| ○ Servizio di Biochimica ed Ematologia – | colore ROSSO |
| ○ Servizio di Microbiologia e Virologia – | colore NERO |
| ○ Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale – | colore VERDE |
| ○ Servizio di Medicina Nucleare | colore AZZURRO |

- Materiale costruttivo: polietilene trasparente
- costituito da due tasche
- la prima aperta (mis. A X C = 17X26) con spessore di 50UM
- la seconda con clip di chiusura (mis. B X C = 15 + 2 X 17) spessore 35UM

I sacchetti devono essere contrassegnati con il segnale di "rischio biologico" in accordo a quanto previsto dall'art. 79 – Titolo VIII del Decreto Legislativo 626/94.

Il segnale di **rischio biologico** deve essere posto sulla parte esterna del sacchetto dove viene riposta la provetta, tale segnale è quello riportato nell'Allegato X del Decreto Legislativo 626/94.

